

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT PRODUCTO PRODUTO PRODUKT ИЗДЕЛИЕ PRODUKT PRODUKT ΠΡΟΪΟΝ PRODUCT	FABBRICANTE MANUFACTURER HERSTELLER PRODUIT FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE PRODUCENT ИЗГОТОВИТЕЛЬ TILLVERKARE PRODUENT ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ FABRIKANT	CONCENTRAZIONE CONCENTRATION KONZENTRIERUNG CONCENTRATION CONCENTRACIÓN CONCENTRAÇÃO STEŽENIE КОНЦЕНТРАЦИЯ KONCENTRASJON ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ CONCENTRATIE	TEMPERATURA LAVAGGIO WASHING TEMPERATURE WASCHTEMPERATUR TEMPÉRATURE DE LAVAGE TEMPERATURA LAVADO TEMPERATURA DE LAVAGEM TEMPERATURA MYCIA TEMΠΕΡΑΤΥΡΑ ΜΟΪΚΙ TVÄTTTEMPERATUR VASKETEMPERATUR ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΛΥΣΗΣ WASTETEMPERATUUR	TEMPO MINIMO LAVAGGIO MIN. WASHING TIME MIN. WASCHZEIT TEMPS MINIMUM DE LAVAGE TIEMPO MÍNIMO LAVADO TEMPO MÍNIMO DE LAVAGEM MINIMALNY CZAS MYCIA МИН. ВРЕМЯ МОЙКИ MIN. TVÄTTID MIN. VASKETID ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΥΣΗΣ MINIMUM WASTIJD	DOSAGGIO PER CICLO DOSAGE PER CYCLE DOSIERUNG PRO ZYKLUS DOSAGE PAR CYCLE DOSIFICACIÓN POR CICLO DOSAGEM POR CICLO DOZOWANIE NA CYKL ДОЗИРОВКА НА ЦИКЛ DOSERING FÖR CYKELN DOSERING FOR SYKLUS ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ DOSERING PER CYCLUS
<b>Tethyclean</b>	<b>Cefla SC Imola (Bo) Italy</b> <a href="http://www.cefla.it">www.cefla.it</a>	<b>7,5 ml/l *</b>	<b>45 °C</b>	<b>360 s</b>	<b>45 ml **</b>
<b>neodisher® MediClean forte</b>	<b>Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH &amp; Co.</b> <a href="http://www.drweigert.de">www.drweigert.de</a>	<b>7,5 ml/l *</b>	<b>45 °C</b>	<b>360 s</b>	<b>45 ml **</b>
<b>Asepti-Zyme Multi Enzymatic Detergent</b>	<b>Ecolab Inc Healthcare Division USA</b> <a href="http://www.ecolab.com">www.ecolab.com</a>	<b>7.5 ml/l *</b>	<b>45°C</b>	<b>360 s</b>	<b>45 ml **</b>
* MANIPOLI H: 5 ml/l - HANDPIECES H: 5 ml/l - HANDSTÜCKE H: 5 ml/l - PIÈCES À MAIN H: 5 ml/l - PIEZAS DE MANO H: 5 ml/l - CANETAS ODONTOLÓGICAS H: 5 ml/l - REKÓJEŠCI H: 5 ml/l - НАКОНЕЧНИКИ H: 5 ml/l - HANDSTYCKEN H: 5 ml/l - HÄNDSTYKKER H: 5 ml/l - ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ H: 5 ml/l - HANDSTUKKEN H: 5 ml/l					
** MANIPOLI H: 30 ml - HANDPIECES H: 30 ml - HANDSTÜCKE H: 30 ml - PIÈCES À MAIN H: 30 ml - PIEZAS DE MANO H: 30 ml - CANETAS ODONTOLÓGICAS H: 30 ml - REKÓJEŠCI H: 30 ml - НАКОНЕЧНИКИ H: 30 ml - HANDSTYCKEN H: 30 ml - HÄNDSTYKKER H: 30 ml - ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ H: 30 ml - HANDSTUKKEN H: 30 ml					

ÜRÜN TUOTE VÝROBEK المنتوج ПРОДУКТ PRODUKT GAMINYS PRODUS VÝROBOK TERMÉK ПРОДУКТ	ÍMALATÇI VALMISTAJA VÝROBCE المنتج ПРОИЗВОДИТЕЛ FABRIKANT GAMINTOJAS PRODUCĂTOR VÝROBCA GYÁRTÓ ВИРОБНИК	KONSANTRASYON KONSENTRAATIO KONCENTRACE نسبة التركيز КОНЦЕНТРАЦИЯ KONCENTRATION KONCENTRACIJA CONCENTRAȚIE KONCENTRÁCIA KONCENTRACIÓ КОНЦЕНТРАЦІЯ	YIKAMA İSİSİ PESULÄMPÖTILA TEPLOTA MYTÍ درجة حرارة الغسيل ТЕМПЕРАТУРА ПРИ МИЕНЕ VASKETEMPERATUR PLOVIMO TEMPERATŪRA TEMPERATURĂ SPĂLARE UMYVACIA TEPLOTA MOSÁSI HŐMÉRSÉKLET ТЕМПЕРАТУРА ПРОМИВАННЯ	MINIMUM YIKAMA SÜRESİ PESUN MINIMIAIKA MINIMÁLNÍ DOBA MYTÍ التوقيت الأدنى للغسيل МИН. ВРЕМЕ ЗА МИЕНЕ MINIMUM VASKETID TRUMP. PLOVIMO LAIKAS DURATĂ MINIMĂ SPĂLARE MINIMÁLNA UMYVACIA DOBA MINIMUM MOSÁSI IDŐ МИН. ЧАС ПРОМИВАННЯ	DÖNGŪ ĪĀIN DOZLAMA ANNOS JAKSOA KOHTI KOVÁNÍ CYKLU الجرعة ل كل دورة ДОЗИРОВКА ЗА ЦИКЪЛ DOSERING TIL CYKLUS DOZÉ CIKLU DOZAJ PE CICLU DÁVKOVANIE NA CYKLUS ADAGOLÁS CIKLUSONKÉNT ДОЗУВАННЯ НА ЦИКЛ
<b>Tethyclean</b>	<b>Cefla SC Imola (Bo) Italy</b> <a href="http://www.cefla.it">www.cefla.it</a>	<b>7,5 ml/l *</b>	<b>45 °C</b>	<b>360 s</b>	<b>45 ml **</b>
<b>neodisher® MediClean forte</b>	<b>Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH &amp; Co.</b> <a href="http://www.drweigert.de">www.drweigert.de</a>	<b>7,5 ml/l *</b>	<b>45 °C</b>	<b>360 s</b>	<b>45 ml **</b>
<b>Asepti-Zyme Multi Enzymatic Detergent</b>	<b>Ecolab Inc Healthcare Division USA</b> <a href="http://www.ecolab.com">www.ecolab.com</a>	<b>7.5 ml/l *</b>	<b>45°C</b>	<b>360 s</b>	<b>45 ml **</b>
* PIYASEMEN H: 5 ml/l - KÄSITTELYJEN H: 5 ml/l - NÁRADCE H: 5 ml/l - المقايض H: 5 ml/l - H за НАКОНЕЧНИЦИ: 5 ml/l - HÄNDSTYKKER H: 5 ml/l - MAŠININIŲ INSTRUMENTŲ H: 5 ml/l - PIESE DE MĂNĂ H: 5 ml/l - NÁSADY H: 5 ml/l - H FÜRÖSZÁRAK: 5 ml/l - ПРИЛАДИ H: 5 ml/l					
** PIYASEMEN H: 30 ml - KÄSITTELYJEN H: 30 ml - NÁRADCE H: 30 ml - المقايض H: 30 ml - H за НАКОНЕЧНИЦИ: 30 ml - HÄNDSTYKKER H: 30 ml - MAŠININIŲ INSTRUMENTŲ H: 30 ml - PIESE DE MĂNĂ H: 30 ml - NÁSADY H: 30 ml - H FÜRÖSZÁRAK: 30 ml - ПРИЛАДИ H: 30 ml/l					